



H Opbergen van instrumenten

Lades & kast

De instrumenten worden in het kabinet terug op hun plaats gelegd.
Meestal in schuiven onmiddellijk bereikbaar voor de tandarts of assistente.
Producten en disposables bevinden zich ook in de lades en kasten.
De instrumenten en producten worden voor elke behandeling uit de lades en kasten gehaald en klaar gelegd.



Tray & tub

De instrumenten nodig voor een bepaalde behandeling worden na de reinigingscyclus in een tray gelegd.

Produkten en disposables voor een bepaalde behandelingsorden in een tub georganiseerd. Er kan voor iedere soort behandeling een kleur tray gekozen worden. (Bvb: **mondonderzoek**, **vulling**, **extractie**, **wortelkanaalbehandeling**, **kroon- en brugwerk**, **alginaatafdruk** ...)



De trays & tubs kunnen opgeborgen worden in kasten in de praktijkruimte of sterilisatieruimte. Voor een behandeling wordt tray klaargezet op een servet op het werkveld en de tub ernaast.

Cassette & tub

In dit systeem wordt de tray vervangen door een cassette waarin de instrumenten vastzitten. Voordeel: de instrumenten kunnen direct na een behandeling terug in de cassette geplaatst worden. De cassette kan ondergedompeld worden (eventueel in ultrasoon) en dan in de thermodesinfector. Vanuit de thermodesinfector opbergen in kasten in praktijkruimte of sterilisatieruimte.



ZIRC



Hu-Friedy



Nichrominox

Hoe wordt bij jou in de praktijk de instrumenten opgeborgen?